

KOD KATALOGOWY	4ARMY-TX-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA 4ARMY-TX-03
CODE	4ARMY-TX-03
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT 4ARMY-TX-03



1. **PL:** Załóż ortezę na ramiona.
EN: Put the orthosis on your shoulders.



2. **PL:** Zapnij przednią część ortozy na rzep.
EN: Fasten the Velcro closure.



- 3. PL:** Zapnij pasy dociągowe
EN: Fasten the tension belts.



- 4. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję szelek i przypnij do zapięcia z przodu.
EN: Set the appropriate belts compression and fasten the Velcro closures.



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.