

KOD KATALOGOWY	4ARMY-TX-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA 4ARMY-TX-01
CODE	4ARMY-TX-01
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT 4ARMY-TX-01



- 1. PL:** Przyłóż ortezę w okolicę lędźwiowo-krzyżową kręgosłupa i zapnij przednie zapięcie rzepowe.
EN: Place the brace on your lower back and fasten the Velcro closure.



- 2. PL:** Zapnij pasy dociągowe.
EN: Fasten the tension belts.



- 3. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.