


KOD KATALOGOWY	4ARMY-TX-04
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	ORTEZA TUŁOWIA 4ARMY-TX-04
CODE	4ARMY-TX-04
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	TORSO SUPPORT 4ARMY-TX-04



- 1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż ją do sylwetki (1), w celu jej dopasowania.
EN: Unfasten the brace and put it on your body (1) to adjust it.



- 2. PL:** Zapnij ortezę z przodu przeplatając pas przez szlufki (2,3) na przedniej części wyrobu. Przepleć taśmę przez klamerkę (4), ustaw odpowiednie napięcie i zapnij na rzep (5).
EN: Fasten the brace at the front by threading the strap through the loops (2,3) located on the front part of the product. Pass the strap through the buckle (4), adjust the desired tension, and secure it with the hook-and-loop fastener (5).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.